

### 注意事項

ルーミンLは比較的広範囲な場所でお使いいただけるレンズですが、運転・スポーツ等遠くの距離を广角に使用する用途には適しておりません。



伊藤光学グループ

伊藤光学工業株式会社 (ISO9001認証工場)  
〒443-0041 愛知県蒲郡市宮成町3番19号  
TEL : 0533-69-3311 (代) FAX : 0533-69-3313  
<http://www.itohopt.co.jp>

いとうこうかく

検索

屋内用 中近レンズ “ルーミン エル”  
**RÔMIN**  
**L**

Aging care of eyes.

～瞳のエイジング・ケア～



※エイジング・ケアとは年齢にあったケアを意味します

メガネを掛けたり外したりするのは  
わずらわしいと感じていませんか？

自宅



- テレビを観ながらスマホやタブレット
- 料理をしながらレシピ確認
- DVD観ながらエクササイズ

ビジネス



- 会議中、ボードやスクリーンを見ながら手元の資料の参照
- 離れた席の社員とのやり取り
- クライアントと商談しながら素材や資料確認

外出先



- 手に取った服の値札を確認しながらまわりの服のチェック
- 外食時にメニューを見ながら会話を楽しむ
- ウィンドウショッピング

屋内や室内で過ごす事の多いあなたへ…1本のメガネで快適



Aging care of eyes.

～瞳のエイジング・ケア～

屋内用 中近レンズ “ルーミン エル”

ROOMIN L



ROOMIN L の特長


● 中近レンズ ～屋内タイプ～

◎ ROOMIN L は、室内使用はもちろん、一般的な中近レンズではカバーしにくいショッピングなど比較的広範囲な場所でも使える設計になっています。

◎ 遠用部を必要最低限の広さに抑え、累進帯を長くして、中間距離の明視幅を確保した累進レンズです。



● “Mild Addition”による「緩やかな度数変化」

中近レンズは遠近レンズと比べ近用への度数変化は緩やかですが、Mild Additionの採用により、さらに緩やかな度数変化が得られました。



ROOMIN L  
見え方イメージ

● “Smooth Optics”による「ユガミの縮小、滑らかな視界」



Smooth Opticsは、累進レンズの平均度数分布の変化を滑らかにし、ユガミを軽減します。

- ・自然な視線移動。
- ・全方位シャープな視界。
- ・累進レンズ特有のゆれ・ゆがみを最小化。

※写真はすべてイメージです。